



CatálogoGeneral2019

EquiposTecarterapiaEstética
www.Tecarterapia-Estetica.com

Respetuosos de la belleza natural.
#NaturalFriendly

¿QUIÉN ES MY GENERATION?

My Generation es una empresa de investigación científica aplicada a la belleza. Los avances más recientes de este siglo se plasman en un exclusivo método de trabajo que le permitirá conseguir los mejores resultados estéticos faciales y corporales.

Los clientes MyGen reciben una excelente formación en cuanto a la estructura de la piel, la elaboración de diagnósticos y su tratamiento. Pero también un asesoramiento permanente en técnicas de marketing y comunicación para poder así seguir el camino correcto hacia el éxito garantizado en su negocio.

¿QUIÉN ES CAPENERGY?

My Generation recomienda CAPENERGY, la opción de aparatología estética más avanzada del mercado. De fabricación 100% española, se comercializa en los mejores centros de salud de los 5 continentes. Medicina deportiva, fisioterapia, ginecología, odontología, medicina interna....y ahora también, gracias a My Generation, en nuestro sector belleza.



My *GENERATION*

Investigación Científica aplicada a
Tratamientos Estéticos

La 2ª Generación

Capenergy en tu Centro de Estética.



620 W (Capacitivo y Resistivo).
Multifrecuencia 0,8 – 1,0 – 1,2 MHz
Efecto cinético multidimensional
(2 flujos de corriente simultáneos).

Efecto Biológico, Reafirmante y
Lipolítico: Plus de x2 Intensidad

930 W (Capacitivo y Resistivo).
Multifrecuencia 0,8 – 1,0 – 1,2 MHz
Efecto cinético multidimensional
(3 flujos de corriente simultáneos).

Efecto Biológico, Reafirmante y
Lipolítico: Plus de x3 Intensidad

1240 W (Capacitivo y Resistivo).
Multifrecuencia 0,8 – 1,0 – 1,2 MHz
Efecto cinético multidimensional
(4 flujos de corriente simultáneos).

Efecto Biológico, Reafirmante y
Lipolítico: Plus de x4 Intensidad

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA CAPENERGY:

- ➔ Selecciona el valor adecuado (0,8 – 1,0 – 1,2 MHz)
- ➔ Acoplamiento asegurado manípulo - tejido
- ➔ Indicador de energía asimilada en tiempo real
- ➔ Lectura de temperatura del tejido en tiempo real





¿Qué productos hace Capenergy?

Capenergy se caracteriza por su innovación y por el desarrollo de tecnologías punteras que marcan un antes y un después.

De la misma manera que elementos tan cotidianos como el Wifi o el Whatsapp han revolucionado nuestra forma de enfocar el día a día, la tecnología Capenergy ha revolucionado el sector de la fisioterapia, el sector dental, el pie diabético y, ahora, la estética. Para ello, ha desarrollado una línea de equipos estéticos que disfrutan de las ventajas de la calidad de los dispositivos médicos más avanzados, pero aplicados en el área de la belleza.

Esta familia de equipos responden a los números **1.0, 2.0, 3.0 y 4.0**, por su extraordinario avance tecnológico y permiten dotar al sector estético de una herramienta de eficacia biológica jamás vista hasta ahora: el único dispositivo del mercado capaz de aportar 1.240 W de potencia. Con esta potente entrega energética, la tecnología Capenergy se posiciona a años luz de otros equipos emisores de radiofrecuencia del mercado. Fruto de esta innovación, son los importantes resultados que se pueden obtener ya desde la primera sesión.

Además, Capenergy da la posibilidad de disponer de una plataforma tecnológica de radiofrecuencia para ir creciendo a medida que lo necesite. Basta con incorporar el upgrade específico, y el cabezal oportuno para dotar a su centro de belleza de un menú de tratamiento a la altura de las clínicas de belleza más vanguardistas.



*2 años de garantía en piezas de recambio con mano de obra incluida + 5 años en mano de obra.

Los equipos Capenergy
cumplen el Reglamento
de Productos Sanitarios
UE 2017/745

¿Es Capenergy un Equipo Sanitario No Médico?

Sí, Capenergy es un Equipo Sanitario No Médico conforme al Reglamento (EU) 2017/745 sobre productos sanitarios.

Usted adquiere un dispositivo de calidad sanitaria, cumpliendo la normativa que entrará en vigor a partir de 2020 en la que se exige una mayor calidad en sus procedimientos de fabricación. Además, Capenergy, trabaja bajo el amparo de la ISO 13485, obligatoria para los fabricantes sanitarios médicos, lo que hará que disponga de las máximas garantías de excelencia del producto.

Capenergy se adelanta a la obligatoriedad de cumplimiento de esta norma desde un año antes para que sus clientes dispongan total confianza y garantías.

Tecnología
Médica **Avalada**
Certificada
Homologada



de los equipos médicos de Capenergy.

¿Ofrece Capenergy formación de sus equipos?

Sí, Capenergy ofrece un amplio programa formativo según la complejidad del dispositivo adquirido.

Disponemos de una triple garantía de formación:

- Formación presencial
- Formación virtual
- Formación continuada en una clínica concertada

Capenergy además complementa con diferentes **publicaciones científicas** sus bases formativas a través de diferentes estudios realizados por profesionales sanitarios expertos en sus respectivas materias.

¿Dispone Capenergy de servicio técnico?

Sí, Capenergy dispone de servicio técnico nacional e internacional.

Ofrece asistencia técnica nacional en su sede de Barcelona y en los países donde se comercializan sus dispositivos, a través de sus partners internacionales.

De Consulta a Centro Estético con un único dispositivo



CAPENERGY AESTHETICS dispone de un modelo de negocio consistente en brindar la tecnología más innovadora y actual a los Centros de Estética que deseen ofrecer este tipo de servicios.

Todas las herramientas necesarias para:

- ✓ Diferenciarse y ser líderes tecnológicos en su sector.
- ✓ Ampliar la oferta de servicios disponibles con una única inversión.
- ✓ Hacer más atractivo y eficaz los servicios existentes.
- ✓ Aumentar el nivel de satisfacción de los pacientes.
- ✓ Disponer de una herramienta que aumente la credibilidad de sus centros.
- ✓ Pasar de Consulta Estética a Centro Estético, sólo a través de la incorporación de un único dispositivo estético sanitario.

¿Qué tipos de tratamientos realiza un equipo Capenergy?

Estética facial

- Antiaging
- Arrugas
- Remodelación óvalo facial
- Tensores y remodeladores
- Bolsas
- Ojeras
- Marcas y cicatrices
- Cócteles de vitaminas, PrP
- **Bichectomía:** reducción de las bolas de Bichet, o estilización de las mejillas mediante la reducción de la grasa subcutánea facial. *Afinamiento del rostro sin cirugía.*

Estética corporal

- Reducción de abdomen
- Reafirmación de abdomen
- Armonización de la silueta
- Tratamiento de la celulitis
- Reafirmación de aductores
- Reafirmación de brazos
- Camuflaje de estrías
- Marcas y cicatrices
- Reducción de "love handles"
- Reafirmación de glúteos

Manejo del agua corporal

- Drenaje estético: Apoyo a tratamientos de celulitis, o a tratamiento de bolsas de ojos.


Estética íntima

- Rejuvenecimiento vaginal

Estética capilar

- Prevención de la caída del cabello
- Recuperación del folículo piloso
- Aporte de nutrientes y oxígeno, canalizado por el aumento circulatorio inducido.

Evolución Tecnológica de Capenergy a lo largo de los años



Capenergy ha patentado diferentes dispositivos en el mundo de la salud que ahora transfiere al mundo de la belleza.

Servicios de calidad optando a nuevos tipos de tratamientos demandados e innovadores.

El primer gran invento ha sido la **tecnología intracavitaria**. Dispositivos que cuentan con **sensor de temperatura**, para realizar una aplicación más segura y eficaz, tanto a nivel vaginal como oral. Gracias a este avance tecnológico, Capenergy diseña el **primer equipo europeo para el tratamiento de la bichectomía virtual**, y aporta soluciones para el **tratamiento de rejuvenecimiento vaginal con acceso tanto extracavitario como intracavitario**.

Capenergy dispone también de placas activas con sensor de temperatura.

Accesorios que suministran diez veces más energía que los electrodos convencionales.

Permiten un tratamiento más automatizado y efectivo, al transferir porcentajes más altos de energías durante el mismo tiempo de tratamiento. El hecho de que estos accesorios dispongan de retroalimentación y permitan programar los tratamientos por temperatura, dotan a esta tecnología de un alto umbral de calidad y de seguridad.

Tratamientos Innovadores
Belleza Avanzada



Estudio de Caso Clínico

Reducción de abdomen



Diferencia después de 40 minutos de tratamiento

Sistema de Medición

INBODY

Dispositivo de bioimpedancia que mide la cantidad de agua y grasa de un paciente.

Tratamiento realizado con el equipo



TECAR AESTHETIC
4.0

Pierde el equivalente a 8 hamburguesas en una sesión de 40 minutos con Capenergy C4.0 TecarAesthetic (*1-1)

40 min



TECAR AESTHETIC
4.0

=



7 horas
de squash

1 sesión de 40 minutos con Capenergy C4.0 TecarAesthetic equivale a 7 horas y media de squash u otra actividad de alto impacto. (*1-2) o casi a 10 horas subiendo escaleras. (*1-2)

Referencias:

(*1) Según el caso clínico realizado a un paciente masculino el 3-03-2017, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- Capenergy C400 permite perder 1,7 Kg (107,5kg-105,8Kg) en menos de una hora (primera medición: 12:54:48; segunda medición: 13:52:55 del día 3-03-2017).
- Capenergy C400 hace perder 900gr de grasa abdominal en una sesión de 40 minutos al sujeto tratado.

(*1-1) Esto es el equivalente a 8 hamburguesas, teniendo en cuenta que una hamburguesa tiene 900 kilocalorías, y cada gramo de grasa combustionado equivale a 9 kilocalorías

- 1 gr de grasa = 9 kilocalorías.
- 900 gramos de grasa = 900x9=8.100 kilocalorías.
- 1 hamburguesa: 800 kilocalorías.

(*1-2)

Esto es el equivalente a 7 horas y 30 minutos de una actividad de alto impacto, por ejemplo, squash.

Datos INBODY del paciente

E1		E2																																									
EDAD	33	EDAD	33																																								
ALTURA	1,63 m	ALTURA	1,63 m																																								
SEXO	Mujer	SEXO	Mujer																																								
FECHA	3.3.2017	FECHA	3.3.2017																																								
HORA	12:34:48	HORA	13:12:58																																								
Evaluación		Evaluación																																									
Composición Corporal		Composición Corporal																																									
<table><tr><th>Item</th><th>Valor</th><th>Normal</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>Peso</td><td>107,5</td><td>60,0 - 85,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>Masa Muscular</td><td>31,7</td><td>20,0 - 30,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>Masa Grasa Corporal</td><td>71,9</td><td>10,0 - 25,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>ACT</td><td>11,3</td><td>10,0 - 12,0</td><td>%</td></tr></table>		Item	Valor	Normal	Unidad	Peso	107,5	60,0 - 85,0	kg	Masa Muscular	31,7	20,0 - 30,0	kg	Masa Grasa Corporal	71,9	10,0 - 25,0	kg	ACT	11,3	10,0 - 12,0	%	<table><tr><th>Item</th><th>Valor</th><th>Normal</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>Peso</td><td>105,8</td><td>60,0 - 85,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>Masa Muscular</td><td>31,7</td><td>20,0 - 30,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>Masa Grasa Corporal</td><td>71,0</td><td>10,0 - 25,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>ACT</td><td>11,3</td><td>10,0 - 12,0</td><td>%</td></tr></table>		Item	Valor	Normal	Unidad	Peso	105,8	60,0 - 85,0	kg	Masa Muscular	31,7	20,0 - 30,0	kg	Masa Grasa Corporal	71,0	10,0 - 25,0	kg	ACT	11,3	10,0 - 12,0	%
Item	Valor	Normal	Unidad																																								
Peso	107,5	60,0 - 85,0	kg																																								
Masa Muscular	31,7	20,0 - 30,0	kg																																								
Masa Grasa Corporal	71,9	10,0 - 25,0	kg																																								
ACT	11,3	10,0 - 12,0	%																																								
Item	Valor	Normal	Unidad																																								
Peso	105,8	60,0 - 85,0	kg																																								
Masa Muscular	31,7	20,0 - 30,0	kg																																								
Masa Grasa Corporal	71,0	10,0 - 25,0	kg																																								
ACT	11,3	10,0 - 12,0	%																																								
Masa Libre de Grasa		Masa Libre de Grasa																																									
71,9 kg (55,8 - 82,0)		71,0 kg (55,8 - 82,0)																																									
Diagnóstico de Obesidad		Diagnóstico de Obesidad																																									
<table><tr><th>Item</th><th>Valor</th><th>Normal</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>IMC</td><td>32,1</td><td>18,5 - 25,0</td><td>kg/m²</td></tr><tr><td>PGC</td><td>33,1</td><td>10,0 - 20,0</td><td>%</td></tr><tr><td>RCC</td><td>1,06</td><td>0,90 - 1,00</td><td></td></tr><tr><td>Metabolismo basal</td><td>1924</td><td>1700 - 2100</td><td>Kcal</td></tr></table>		Item	Valor	Normal	Unidad	IMC	32,1	18,5 - 25,0	kg/m²	PGC	33,1	10,0 - 20,0	%	RCC	1,06	0,90 - 1,00		Metabolismo basal	1924	1700 - 2100	Kcal	<table><tr><th>Item</th><th>Valor</th><th>Normal</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>IMC</td><td>31,8</td><td>18,5 - 25,0</td><td>kg/m²</td></tr><tr><td>PGC</td><td>32,9</td><td>10,0 - 20,0</td><td>%</td></tr><tr><td>RCC</td><td>1,06</td><td>0,90 - 1,00</td><td></td></tr><tr><td>Metabolismo basal</td><td>1903</td><td>1700 - 2100</td><td>Kcal</td></tr></table>		Item	Valor	Normal	Unidad	IMC	31,8	18,5 - 25,0	kg/m²	PGC	32,9	10,0 - 20,0	%	RCC	1,06	0,90 - 1,00		Metabolismo basal	1903	1700 - 2100	Kcal
Item	Valor	Normal	Unidad																																								
IMC	32,1	18,5 - 25,0	kg/m²																																								
PGC	33,1	10,0 - 20,0	%																																								
RCC	1,06	0,90 - 1,00																																									
Metabolismo basal	1924	1700 - 2100	Kcal																																								
Item	Valor	Normal	Unidad																																								
IMC	31,8	18,5 - 25,0	kg/m²																																								
PGC	32,9	10,0 - 20,0	%																																								
RCC	1,06	0,90 - 1,00																																									
Metabolismo basal	1903	1700 - 2100	Kcal																																								
Control de Músculo y Grasa		Control de Músculo y Grasa																																									
<table><tr><th>Item</th><th>Valor</th><th>Normal</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>Control de Músculo</td><td>31,7</td><td>20,0 - 30,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>Control de Grasa</td><td>71,9</td><td>10,0 - 25,0</td><td>kg</td></tr></table>		Item	Valor	Normal	Unidad	Control de Músculo	31,7	20,0 - 30,0	kg	Control de Grasa	71,9	10,0 - 25,0	kg	<table><tr><th>Item</th><th>Valor</th><th>Normal</th><th>Unidad</th></tr><tr><td>Control de Músculo</td><td>31,7</td><td>20,0 - 30,0</td><td>kg</td></tr><tr><td>Control de Grasa</td><td>71,0</td><td>10,0 - 25,0</td><td>kg</td></tr></table>		Item	Valor	Normal	Unidad	Control de Músculo	31,7	20,0 - 30,0	kg	Control de Grasa	71,0	10,0 - 25,0	kg																
Item	Valor	Normal	Unidad																																								
Control de Músculo	31,7	20,0 - 30,0	kg																																								
Control de Grasa	71,9	10,0 - 25,0	kg																																								
Item	Valor	Normal	Unidad																																								
Control de Músculo	31,7	20,0 - 30,0	kg																																								
Control de Grasa	71,0	10,0 - 25,0	kg																																								

- Tratamiento realizado el 3 de marzo de 2017
- Varón de 33 años y 183 cm de altura
- Medición antes del tratamiento: 12:54 h
- Medición después del tratamiento: 13:52 h

	ANTES	DESPUÉS
Peso:	107,5 Kg	105,8 Kg
Masa de libre de grasa:	71,9 Kg	71,0 Kg
Agua corporal total:	52,6 Kg	51,9 Kg

	ANTES	DESPUÉS
Porcentaje grasa corporal:	33,1%	32,9%
Metabolismo basal :	1924 Kcal	1903 Kcal

	ANTES	DESPUÉS
Control de grasa:	22,9 Kg	22,3 Kg

Conclusiones

Grasa eliminada
900 gr

Agua eliminada
700gr

Pérdida total de peso: 1,7 Kg

N.B.: Estos datos hacen referencia a este caso clínico concreto. No implica que sean reproducibles en todos los casos por igual, ya que atienden a características intrínsecas de cada persona.



1 hora
de sudoración

Elimina el equivalente de una hora de sudoración en el gimnasio en 40 minutos con Capenergy C4.0 TecarAesthetic. (*2)



Drena 3/4 de litro de agua en una sesión

Drena 3/4 de litro de agua en una sesión con Capenergy C4.0 TecarAesthetic. (*2)

- 8.100kcal/1.076kcal-hora=7,5 horas de squash
- Esto es el equivalente a 9,8 horas subiendo escaleras.
- 8.100kcal/820kcal-hora= 9,8 horas

Gasto de energía en esta actividad (adaptado al peso base del sujeto tratado: 107,5kg / Duración: 30 minutos/unidad: kcal).

Squash:

- 538 kilocalorías en 30 minutos.
- 1.076 kilocalorías en 1 hora.

Subir escaleras:

- 410 kilocalorías en 30 minutos.
- 820 kilocalorías en 1 hora.

(*2) Con una sesión de Capenergy, se pierde 0,7 litros de agua corporal. 40 minutos de sesión Capenergy C400 equivale a un poco menos de una hora de sudoración. La tasa de sudoración, según algunos estudios sitúan entre 0,9 y 1,7 litros/hora.



Especificaciones Técnicas

1 2 3 4
Canales

CAP RES AUTO

3 Frecuencias
 0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.
+ BIOFEEDBACK

Control de temperatura




Potencia: 310 W



Este equipo dispone de la tecnología médica certificada de Capenergy. **CE**

Aplicación Estética

40




% de superficie de la piel
0,16 %

Calculado según el aumento metabólico de 12,6°C por cada grado centígrado de aumento de la temperatura corporal.

* Porcentaje de extensión del tratamiento a través de accesorio de contacto en relación a la extensión total de la piel. (20.000 cm²)

Comparativa Potencia equipos CAPENERGY respecto a otros del mercado.



C Beauty: El modelo TECAR de alta potencia, con capacitivo o resistivo manual, por excelencia.



C Beauty es un dispositivo de potencia alta (310W) para tratamientos faciales y corporales, que le permitirá trabajar con tecnología de alta calidad para conseguir resultados óptimos. Equipo sencillo y eficaz, dispone de un accesorio capacitivo y resistivo con diferentes tamaños de cabezales para adaptarse a los diversos contornos del cuerpo. Gracias a la tecnología multifrecuencia, podrá adaptar sus tratamientos a diferentes niveles de profundidad, obteniendo resultados más intensos y duraderos. El sistema tiene un indicador luminoso que le mostrará cuando el dispositivo trabaja a su máximo potencial adaptándose a la persona en tratamiento.

41

Tecarterapia Manual y Automática

Equipo de Transferencia Eléctrica Capacitiva y Resistiva

Especificaciones Técnicas

1

2

3

4

Canales



3 Frecuencias
0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.
+ BIOFEEDBACK



CAP



RES






AUTO



Control de temperatura

Potencia: 620 WEste equipo dispone de la tecnología médica certificada de Capenergy. 

Aplicación Estética



* Porcentaje de extensión del tratamiento a través de accesorio de contacto en relación a la extensión total de la piel. (20.000 cm²)



C2.0 TecarAesthetic: con prestaciones ideales en estética.
Tratamiento bilateral, tanto en manual como automático.

C2.0. es un dispositivo de tecarterapia estética de alta gama y potencia (620W) que, además de incorporar las ventajas de la tecnología *Tecar Evolution*, duplica el número de canales disponibles en cada aplicación. Por este motivo, duplica también tanto la eficacia biológica por aumentar la energía entregada, como la funcionalidad del dispositivo al poder trabajar dos áreas a la vez. Es el primer equipo de la familia *Tecar Evolution* que le permite trabajar simultáneamente con un accesorio capacitivo y otro resistivo, ejerciendo un masaje con ambas manos que llevará al usuario a un estado de bienestar y relajación superior, más allá incluso del resultado estético obtenido. Gracias a sus dos canales de trabajo, podrá acelerar espectacularmente sus tratamientos, al trabajar zonas amplias con sus dos placas automáticas, esculpir con facilidad un músculo con su aplicación simultánea CAP-RES, y drenar los miembros superiores o inferiores gracias a su drenaje electromagnético. Incluye también todas las modalidades de trabajo y características técnicas del modelo anterior: C1.0. La plataforma tiene también sensor de temperatura, por lo que podrá programar sus tratamientos de forma eficaz, cómoda y segura.

Tecarterapia Manual y Automática

Equipo de Transferencia Eléctrica Capacitiva y Resistiva

Especificaciones Técnicas

1 2 3 4

Canales





CAP RES AUTO



3 Frecuencias
0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.
+ **BIOFEEDBACK**




Control de temperatura

Potencia: 930 W



Este equipo dispone de la tecnología médica certificada de Capenergy. 

Aplicación Estética



* Porcentaje de extensión del tratamiento a través de accesorio de contacto en relación a la extensión total de la piel. (20.000 cm²)



C3.0 TecarAesthetic: con tres aplicaciones simultáneas, tanto automáticas como manuales.

C3.0. es un equipo de tecarterapia estética de alta gama y potencia (930W) que dispone de tres canales de trabajo, independientes, para trabajar hasta tres áreas del cuerpo o rostro a la vez. Esta potente plataforma de trabajo se beneficia de las características del modelo anterior, C2.0, con la ventaja de disponer de un canal adicional para intensificar si cabe más la sesión estética, realizar más aplicaciones en el mismo tiempo y obtener resultados más rápidos. Gracias a ser en sí tres equipos en una misma caja, el C3.0 permite realizar tratamientos más completos y complementarios, como pueda ser un tratamiento facial junto con drenaje linfático de los miembros inferiores, o un tratamiento en cartucheras y muslos simultáneamente en tan sólo 30 minutos. Además, podrá conseguir esto gracias a la dualidad de las tecnologías manuales CAP-RES, o gracias a la aplicación automática de tres parejas de placas a la vez. La plataforma tiene también sensor de temperatura, por lo que podrá programar sus tratamientos de forma eficaz, cómoda y segura.

Tecarterapia Manual y Automática
Equipo de Transferencia Eléctrica Capacitiva y Resistiva

Especificaciones Técnicas

1 2 3 4
Canales



CAP



RES



AUTO



3 Frecuencias
0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.
+ BIOFEEDBACK






Control de temperatura

Potencia: 1.240 W



Este equipo dispone de la tecnología médica certificada de Capenergy.

Aplicación Estética



* Porcentaje de extensión del tratamiento a través de accesorio de contacto en relación a la extensión total de la piel. (20.000 cm²)



C4.0 TecarAesthetic: el Summum de la Estética. Hasta cuatro máquinas en la misma caja.

C4.0 es un dispositivo de tecarterapia estética de alta gama y potencia (1.240W), única en el mercado, que dispone de cuatro canales de trabajo. Se trata del equipo más versátil y completo que existe actualmente. Gracias a ser cuatro máquinas dentro de la misma caja, el modelo C4.0 permite aplicar dos placas automáticas en cartucheras o drenaje, a la vez que dos manípulos manuales CAP-RES para remodelar el abdomen. Este hecho diferencial permite conseguir cambios metabólicos extra potentes, aumentando la combustión de las grasas hasta en casi un 150% dentro de los diez primeros minutos de tratamiento. Las combinaciones de tratamiento faciales y corporales son infinitas. Pero todas tienen el denominador común de poder hacer seis tratamientos dentro de la misma sesión de 30 minutos. La plataforma tiene también sensor de temperatura, por lo que podrá programar sus tratamientos de forma eficaz, cómoda y segura.



Especificaciones Técnicas

1 2 3 4
Canales

4 Frecuencias

0,448 MHz. 0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.

+ BIOFEEDBACK



CAP

RES

AUTO

Control de temperatura



Potencia: 200 W



Combinación de colores



Este equipo dispone de la tecnología médica certificada de Capenergy.



Aplicación Estética



Antes



Después

Area de tratamiento



Superficie de tratamiento
26,5 cm²

% de superficie de la piel
0,13 %



Anti-aging

Regeneración capilar

Sesiones | 20



Bolsa de transporte



Ref. 5111091
Bipolar 58 mm *Opcional

El equipo **C Capilar** es un dispositivo transportable de tecarterapia de gama media y moderno interface con touchscreen color y fácil usabilidad.

C Capilar es un equipo específicamente creado para el tratamiento de la calvicie incipiente, la prevención de la caída y el fortalecimiento del pelo, tanto en hombres como en mujeres. Este dispositivo dispone un accesorio específicamente adaptado al cuero cabelludo para optimizar el tratamiento y obtener un resultado más eficaz. Dotado de una gran pantalla a color touchscreen, es intuitivo en su manejo y permite guardarlo en cualquier lugar, gracias a sus reducidas dimensiones. Dispone de un mango con acoplación capacitiva y resistiva, y una placa de retorno. Permite tener opcionalmente un accesorio bipolar capacitivo, que intensifica más el tratamiento sobre la superficie del cuero cabelludo y permite trabajar sin la placa pasiva de retorno.



TECAR AESTHETIC
ORQUIDEA

Tecarterapia Manual Capacitiva
Equipo de Transferencia Eléctrica Capacitiva

Especificaciones Técnicas

1 2 3 4
Canales

3 Frecuencias
0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.
+ BIOFEEDBACK

CAP RES AUTO INTRA

Control de temperatura

Potencia: 310 W




Este equipo dispone de la tecnología
médica certificada de Capenergy. **CE**

Aplicación Estética



Ejemplo de aplicación


Area de tratamiento



Rejuvenecimiento vaginal | Tensado labios vaginales
Ejemplo de tensado vaginal tratado con electrodo externamente.



Antes



Después




C OrquideaTecarAesthetic: Tecarterapia para Rejuvenecimiento Vaginal

C Orquidea es un equipo de tecarterapia estética para el rejuvenecimiento íntimo. Gracias a un innovador sistema de aplicación extra e intracavitario, este dispositivo devuelve la hidratación, la firmeza y la belleza a los genitales externos, y mayor tensión a los genitales internos. El dispositivo de aplicación está patentado y dispone de un sistema de higiene mediante cubresondas que hace que cada tratamiento sea único. Este terminal también dispone de un control de temperatura que garantiza la total seguridad durante el desarrollo de la sesión.


Upgrade

Electrodo Capacitivo y Resistivo



**Upgrade a
C 1.0**

Capacitivo



Resistivo



Placa Activa



Especificaciones Técnicas

1 2 3 4

Canales


CAP


RES


AUTO


INTRA



3 Frecuencias
0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.
+ **BIOFEEDBACK**

Control de temperatura

Potencia: 310 W

 Este equipo dispone de la tecnología
 médica certificada de Capenergy. 

Aplicación Estética

Afinamiento del rostro sin cirugía

Área de tratamiento


Remodelación de óvalo | Bichectomía

Ejemplo de remodelación del óvalo facial al tratar la bichectomía.



Antes



Después



C Jazmin TecarAesthetic: Afinamiento del rostro sin cirugía

C Jazmín es un dispositivo de tecarterapia estética concebido para el tratamiento no invasivo de las llamadas "bolas de Bichat", un depósito de grasa subcutáneo alojado en el interior de la mejilla. Gracias a la utilización selectiva de la radiofrecuencia para disolver estos depósitos, por medio de una lipólisis controlada, la forma de la cara se afina y se estiliza el contorno facial, favoreciendo una armonía al rostro. Este tratamiento se realiza por medio de un accesorio intraoral patentado, que dotado de un cubresondas higiénico, se introduce en la cavidad oral y se sitúa sobre el depósito de tejido graso. El aumento de temperatura que genera en el tejido, aproximadamente de un 12% por cada incremento de 1°C de temperatura, disuelve las concentraciones de grasa sin tener que pasar por quirófano. Especialmente indicado como tratamiento de las celebrities.

Upgrade

Electrodo Capacitivo y Resistivo


 Upgrade a
C Beauty 
Capacitivo


Profundo



Superficial

Resistivo


Opcional

¿Qué posibilidades me ofrece CAPENERGY?



TRABAJA VARIAS ZONAS A LA VEZ

Con CAPENERGY se acabó el escoger



OPCIÓN "MANOS LIBRES"

Servicios sin operador permanente

"Donde terminan los resultados de los demás equipos es donde comienza CAPENERGY"

¿Quieres que los clientes pasen por tu centro varias veces por semana y no una única vez al mes?

AHORA, CON CAPENERGY ES POSIBLE

Sesiones de tratamiento más numerosas con tiempos de duración más prolongados. Aumenta tu facturación

AUMENTA Nº TICKET Y SU VALOR MEDIO

Para quien busca resultados y rentabilidad

En tiempos difíciles has de mirar por ti:

ELIGE CAPENERGY



Quiero AMORTIZAR mi equipo en el menor tiempo

- Abarata costos en tratamientos prolongados
- Sesiones de menor tiempo de duración
- Más horas libres para la profesional
- **Amortiza** tu inversión en **menos tiempo**
- **Duplica ingresos** respecto de otros equipos



DÉJATE ASESORAR POR EXPERTOS
Y OBTÉN INGRESOS DE HASTA
20.000 EUROS AL MES*

* Cifra obtenida en unas circunstancias determinadas (consulte a su asesor).
Cantidad a obtener por cada uno de los equipos disponibles en el salón

7

**AÑOS
GARANTÍA***

*2 años de garantía en piezas de recambio con mano de obra incluida + 5 años en mano de obra.

Garantía del fabricante



Empresa con certificado médico



Capenergy Medical S.L.

Avda. Mare de Déu de Montserrat 41 bis
Sant Joan Despí 08970 Barcelona - SPAIN

Tel. (+34) 93 477 43 48
info@capenergy.com
www.capenergy.com

PATENT PENDING

Sello Distribuidor



www.capenergy.com